

Oświadczenie w sprawie skuteczności środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych firmy Ecolab przeciw wirusowi grypy A H1N1 oraz innym typom wirusa grypy

W oparciu o dostępne dane dotyczące skuteczności odpowiednich preparatów przeciw wirusom otoczkowym zgodnie z wytycznymi Instytutu Roberta Kocha¹⁾ lub dane dotyczące działania ogólnego wirusobójczego zgodnie z 1) lub w oparciu o normę EN 14476, niniejszym potwierdzamy, że następujące produkty są skuteczne przeciw wirusowi grypy typu A podtyp H1N1 oraz innym typom wirusa grypy na podstawie najnowszych badań pod kątem działania wirusobójczego:

Środki dezynfekcyjne do powierzchni twardej	
Produkt	Stężenie / czas działania
Antichlor Plus	1000 mg/l aktywny chlor / 15 min.
Medicarine	1000 mg/l aktywny chlor / 15 min.
Incidin Active	2% / 10 min.
Incidin Foam	nierozcieńczony / 30 sek.
Incidin Liquid Spray	nierozcieńczony / 30 sek.
Incidin Plus	0,5% / 15 min.
Incidin Pro	0,25% / 30 min. lub 0,5% / 15 min.
Incidin extra N	1,0% / 15 min.
Incidin Rapid	0,25% / 5 min.
Incidur Spray	nierozcieńczony / 30 sek.
Sani-Cloth Active	nierozcieńczony / 30 sek.
Sani-Cloth 70	nierozcieńczony / 15 sek.
Incides N	nierozcieńczony / 30 sek.
Citroxlorex 2% MD	nierozcieńczony / 30 sek.

Środki dezynfekcyjne do instrumentów medycznych	
Produkt	Stężenie / czas działania
Sekusept Pulver	2% / 15 min.
Sekusept Aktiv	2% / 10 min.
Seku Extra	0,5% / 15 min.
Sekudrill	nierozcieńczony / 15 min.
Sekusept Easy + Aktivator	4,5% + 4,25% / 10 min.
Sekusept Plus	1% / 15 min.
Sekulyse	0,5% / 15 min. lub 1% / 5 min.

Ecolab Deutschland GmbH D-40766 Monheim am Rhein

Za zgodność z oryginałem
Kraków, dnia:

24. 02. 2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szewcowska
Prokurent Ecolab Sp. z o.o.
podpis**ECOLAB Sp. z o.o.**
31-323 Kraków, ul. Opolska 100
tel. 12/261 61 00, fax 12/261 61 01
REGON 350577317 NIP 677-002-40-11Deutsche Bank AG, Düsseldorf
Konto 2 272 276 BLZ 300 700 10
IBAN: DE38 3007 0010 0227 2276 00
BIC: DEUTDE33
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61D1000000608225
USt-ID-Nr. DE 814914835
Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz: Monheim am Rhein
Handelsregister: AG Düsseldorf, HRB 28757
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Andreas Weilinghoff
Geschäftsführung: Halit Kayatürk, Ralph Gichtbrock



Research & Development Healthcare
Europa, Bliski Wschód, Afryka
Wsparcie mikrobiologiczne

Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne do rąk i skóry	
Produkt	Czas działania, nierozcieńczony
Skinman Soft	30 sek.
Skinsept Color	15 sek.
Skinsept Pur	15 sek.
Spitaderm	15 sek.
Skinman soft protect	15 sek.
Spirigel complete	30 sek.
Citroclorex 2%	30 sek.

Monheim, 23 lutego 2016 r.

dr Nadine Göhring
Główny mikrobiolog II
Research & Development Shared Services

dr Bernhard Meyer
Starszy naukowiec
Research & Development Healthcare

1) RKI, DW und DGHM: Prufung und Deklaration der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln gegen Viren. Bu.gesh. bl. (2004), 47, 62-66.

Za zgodność z oryginałem
Kraków, dnia:
Ecolab Deutschland GmbH D-40766 Monheim am Rhein
24. 02. 2016
GŁÓWNY KSIĘGOWY
podpis Katarzyna Bednarska
Prokurent Ecolab Sp. z o.o.

ECOLAB Sp. z o.o.
31-323 Kraków, ul. Opolska 100
tel. 12/261 61 00, fax 12/261 61 01
REGON 350577317 NIP 677-002-40-11

Deutsche Bank AG, Düsseldorf
Konto 2 272 276 BLZ 300 700 10
IBAN: DE38 3007 0010 0227 2276 00
BIC: DEUTDEDD
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61D1000000608225
USI-ID-Nr. DE 814914835
Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz: Monheim am Rhein
Handelsregister: AG Düsseldorf, HRB 28757
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Andreas Weilinghoff
Geschäftsführung: Halit Kayatürk, Ralph Gichtbrock